



TechTrade Ready-Heat Θερμική Κουβέρτα Πρώτης Ανάγκης - 86 x 152 cm - 6 PANEL Θέρμανσης

~~€76.68~~ €64.35

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η Ready-Heat, της εταιρίας TechTrade, είναι μια κουβέρτα γρήγορης θέρμανσης διαστάσεων 91,50 x 152,50 cm η οποία έχει σχεδιαστεί για χρήση ως κουβέρτα πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενός σοκ ή μιας υποθερμίας.

Η κουβέρτα θερμαίνεται σε μια θερμοκρασία τουλάχιστον 40 °C μέσα σε 15-20 λεπτά και έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει αυτήν τη θερμοκρασία για περίπου 10 ώρες. Η κουβέρτα αποτελείται στο εσωτερικό της από ένα αφρώδες υλικό και είναι ελαφριά σε βάρος και άνετη στην εφαρμογή.

Η Ready-Heat II θερμική κουβέρτα είναι ιδανική επίσης και για άλλες εφαρμογές όπως να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική κουβέρτα, κουβέρτα έκτακτης ανάγκης και άλλες εφαρμογές όπου απαιτείται ζεστασιά.

Λόγω της υψηλής αντοχής της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φορείο σεντόνι μεταφοράς (εάν χρειάζεται) και μπορεί να μεταφέρει ένα άτομο που ζυγίζει έως και 115 κιλά.

Χαρακτηριστικά:

- Θερμαίνεται έως 40 °C μέσα σε 15-30 λεπτά
- Τυλιγμένη σε διάφανη στεγανή αεροστεγή συσκευασία
- Περιέχει 6 πάνελ θέρμανσης
- Διαστάσεις: 86 x 152 cm
- Βάρος: 1,1 kg
- NSN: 6532-01-525-4063 (Nato Stock Number)
- Μιας χρήσης

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025