



MIL-TEC Στεγανός Σάκος Πλάτης Στρατιωτικών Προδιαγραφών

€52.42

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Στεγανός Σάκος Πλάτης Στρατιωτικών Προδιαγραφών, από την εταιρεία MIL-TEC, με εργονομικούς ιμάντες πλάτης. Κατασκευασμένη από 70% Πολυβινυλοχλωρίδιο και 30% Πολυεστέρα, το οποίο σημαίνει ότι προστατεύει τον εξοπλισμό από νερό, βροχή και σκόνη.

Χαρακτηριστικά:

- αδιάβροχο σακίδιο πλάτης από στιβαρό υλικό PVC
- προστατεύει το περιεχόμενο από πιτσιλιές καθώς και από σύντομες βυθίσεις στο νερό
- σύστημα molle μπροστά και στα πλάγια
- επιφάνεια velcro για τη στερέωση διακριτικών - σημάτων
- συμπεριλαμβάνεται αφαιρούμενο σήμα της Mil-Tec®
- δύο ιμάντες συμπίεσης σε κάθε πλευρά
- ρυθμιζόμενοι, φαρδιοί και ενισχυμένοι ιμάντες ώμου
- ιμάντες ώμου με δακτύλιο D
- ρυθμιζόμενος ιμάντας στο στήθος
- ενισχυμένη πλάτη
- φροντίστε για το σωστό κλείσιμο της τσάντας - διπλώστε τουλάχιστον τρεις φορές προς τα πίσω και κλείστε τη πόρπη στη μέση

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

70% Polyvinylchloride, 30% Polyester (250D)
Padding: 100% Polyethylene foam (270 g/qm)
Total volume: ca. 35 liter
Dimensions: ca. 57 x 29 x 20 cm
Weight: 1.180 g

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025