



## Ενδοτραχειακός Σωλήνας με Cuff

**€1.61**

Αγορά



## Περιγραφή

Ο Ενδοτραχειακός ή αναπνευστικός Σωλήνας είναι ένας πλαστικός σωλήνας που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του μηχανικού αερισμού, μια διαδικασία που βοηθά έναν ασθενή να αναπνεύσει. Ένα άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα τοποθετείται στην τραχεία μέσω του στόματος ή της μύτης. Το άλλο άκρο του σωλήνα συνδέεται με αναπνευστική μηχανή (μηχανικό αναπνευστήρα).

Ο αναπνευστικός σωλήνας παρέχει διάβαση για να περνά ο αέρας και το οξυγόνο από την αναπνευστική μηχανή προς τους πνεύμονες. Οι διασώστες στερεώνουν τον αναπνευστικό σωλήνα με ταινία ή πιο ιδανικά με πλαστική συσκευή. Λόγω του ότι ο αναπνευστικός σωλήνας περνά μέσω των φωνητικών χορδών, ο ασθενής δε θα είναι σε θέση να μιλήσει ενώ έχει τοποθετηθεί Ενδοτραχειακός Σωλήνας.

### Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητο PVC (latex-free) που επιτρέπει στο σωλήνα να μαλακώνει στη θερμοκρασία του σώματος.
- Το άκρο του σωλήνα είναι ομαλό και με ελαφρά κοίλα μορφοποίηση, ώστε να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες τραυματισμού κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης.
- Το μπαλόνι παρέχει άριστη ανάδραση κατά την πίεση.
- Ατομικά συσκευασμένος σε blister bag, αποστειρωμένος μιας χρήσης.