



Lifeguard Συσκευή Συγκράτησης Ενδοτραχειακού Σωλήνα

€6.37

Αγορά



Περιγραφή

Η **Lifeguard** συσκευή συγκράτησης ενδοτραχειακού σωλήνα πληροί όλες τις επαγγελματικές απαιτήσεις. Καθολικό μέγεθος για **παιδιατρικούς** και **ενήλικες** ασθενείς. Εξαλείφει την περίπλοκη και χρονοβόρα στερέωση με τσιρότα, λευκοπλάστες κ.λ.π.

Χαρακτηριστικά:

- Απλό στη χρήση
- Κούμπωμα Velcro
- Με biteblock
- Κατάλληλη για όλους τους ενδοτραχειακούς σωλήνες και τις λαρυγγικές μάσκες

Η Αμερικάνικη Ένωση Καρδιολογίας προτείνει ότι μετά από μια επιτυχή τραχειακή διασωλήνωση ενός ενήλικου θύματος, προτείνεται να εφαρμόζεται μια συσκευή συγκράτησης τραχειακού σωλήνα έτσι ώστε να αποτραπεί η πιθανή μετακίνηση του σωλήνα, ειδικά για τους ασθενείς οι οποίοι πρέπει να μετακινηθούν και να μεταφερθούν κατά την διάρκεια της διασωλήνωσης. Διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται με ταινίες και κλωστές θα πρέπει να μην υιοθετούνται διότι δεν προσφέρουν σιγουριά και ασφάλεια.