

Ρινικό Αιμοστατικό Επίθεμα PVA με Κορδόνι



€6.60

Αγορά



Περιγραφή

Ρινικό αιμοστατικό επίθεμα PVA με κορδόνι ειδικά σχεδιασμένο για να σταματήσει αμέσως και αποτελεσματικά τη ρινική αιμορραγία.

Χαρακτηριστικά:

- Ελαχιστοποίηση του οιδήματος
- Άνετο για τους ασθενείς
- Δεν αφήνει χνούδια
- Υλικό PVA υψηλής απορρόφησης
- Τεχνολογία Swell and Seal, ενεργοποιείται μέσα σε δευτερόλεπτα μετά την επαφή με αίμα ή άλλα υγρά μέσα στην κοιλότητα της μύτης

Διαστάσεις: 80mm x 20mm x 15mm