


Ιμάντας Πρόσδεσης Μονός | Για Φορείο Scoop



€6.45

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ιμάντας πρόσδεσης για φορείο μονός με πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης. Διαστάσεων 5cm x 2m κατασκευασμένος από πολυεστέρα χρώματος πορτοκαλί ή μαύρου και αντοχή 2500 κιλών, με μαύρο πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.

Ο ιμάντας πρόσδεσης μονός είναι ιδανικός για τη σταθεροποίηση ενός ασθενή πάνω σε φορείο τύπου σκούπα (scoop) κατά τη διάρκεια μεταφοράς του.



Οδηγίες Χρήσης:

Οι ιμάντες πρόσδεσης διέρχονται διαμέσου του Π των ποδιών του φορείου με σκοπό την ακινητοποίηση του ασθενή (θώρακα και κνήμη) και την ασφαλή στήριξη του ακόμα και σε μεταφορά σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια.

Τοποθετούμε τον ασθενή πάνω στο φορείο, και στη συνέχεια προσαρμόζουμε πλήρως τον ιμάντα και τον σφίγγουμε γύρω από το σώμα του ασθενούς και του φορείου, αφού έχουμε ασφαλίσει το πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025