



## Ιμάντας Πρόσδεσης Διπλός | Για Φορεία Ακινητοποίησης & Basket

€8.06

[Αγορά](#)



### Περιγραφή

Ιμάντας πρόσδεσης για φορείο διπλός με πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης. Διαστάσεων 5cm x 2m κατασκευασμένος από πολυεστέρα χρώματος πορτοκαλί ή μαύρου και αντοχή 2500 κιλών, με μαύρο πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.

**Ο ιμάντας πρόσδεσης διπλός είναι ιδανικός για τη σταθεροποίηση ενός ασθενή πάνω σε φορείο τύπου καλάθι (Basket) ή σανίδα ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια μεταφοράς του.**

### Οδηγίες Χρήσης:

Οι ιμάντες πρόσδεσης διέρχονται διαμέσου του Π των ποδιών του φορείου με σκοπό την ακινητοποίηση του ασθενή (θώρακα και κνήμη) και την ασφαλή στήριξη του ακόμα και σε μεταφορά σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια.

Τοποθετούμε τον ασθενή πάνω στο φορείο, και στη συνέχεια προσαρμόζουμε πλήρως τον ιμάντα και τον σφίγγουμε γύρω από το σώμα του ασθενούς και του φορείου, αφού έχουμε ασφαλίσει το πλαστικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης.