



Ιμάντας Πρόσδεσης Διπλός με Μεταλλική Πόρπη | Για Φορεία Ακινητοποίησης & Basket

€29.84

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Ιμάντας πρόσδεσης για φορείο διπλός με μεταλλικό κλιπ ταχείας απελευθέρωσης. Αποτελούμενος από 2 μέρη διαστάσεων πλάτους 5cm και μήκους 55cm το ένα μέρος, και μήκους 106cm το άλλο. Το συνολικό του μήκος στο μέγιστο είναι 158εκ και στο ελάχιστο 70εκ.

Ο ιμάντας πρόσδεσης διπλός είναι ιδανικός για τη σταθεροποίηση ενός ασθενή πάνω σε φορείο τύπου καλάθι (Basket) ή σανίδα ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια μεταφοράς του.

Χαρακτηριστικά:

- Μεταλλική πόρπη για μεγαλύτερη ασφάλεια