



## Prestan Series 2000 Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Ενήλικα με LED Μετρονόμο, Τσάντα Μεταφοράς & Ασύρματη Σύνδεση

~~€319.23~~ €298.39

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Το νέο **Prestan Series 2000 Εκπαιδευτικό Πρόπλασμα Ενήλικα**, της εταιρίας Prestan, είναι τώρα διαθέσιμο με **προηγμένη ανατροφοδότηση** η οποία περιλαμβάνει συχνότητα, βάθος, επαναφορά, αερισμό και χρόνο μη επαφής χεριών, μέσω της ειδικής εφαρμογής που προσφέρει η Prestan για συσκευές Android και Apple και συνδέεται με την **ασύρματη τεχνολογία Bluetooth**.

Το παραλάβαμε, το δοκιμάσαμε και μας εντυπωσίασε!!! Συγκριτικά ανώτερο από παρόμοια προπλάσματα άλλων εταιρειών με ανάλογη προσπάθεια ανατροφοδότησης μέσω εφαρμογής σε έξυπνες συσκευές.

Παρέχει υψηλής ποιότητας, πραγματικού χρόνου, προηγμένη ανατροφοδότηση Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth με το πρόπλασμα ενηλίκων Prestan Series 2000. Η προηγμένη ανατροφοδότηση είναι εύκολη στην ανάγνωση και παρουσίαση, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης επιτρέποντας έτσι στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν μόνοι τους την απόδοσή τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ.

Η εφαρμογή ανατροφοδότησης για έξυπνες συσκευές (Smartphones και Tablets) PRESTAN CPR Feedback, επιτρέπει στους εκπαιδευτές να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση, καθώς έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την απόδοση έως και έξι (6) εκπαιδευόμενων ταυτόχρονα. Η εφαρμογή αυτή είναι επίσης εξοπλισμένη με μια λειτουργία αναφορών που επιτρέπει τη λήψη των αποτελεσμάτων απόδοσης κατευθείαν από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή ανατροφοδότησης PRESTAN CPR Feedback είναι πλήρως συμβατή με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της "Πολιτική χρήσης των συσκευών ανατροφοδότησης στα σεμινάρια εκπαίδευσης Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης" του Ιδρύματος για την Καρδιά και το Εγκεφαλικό του Καναδά, Φεβρουάριος 2021. Είναι επίσης συμβατή και με την πιο πρόσφατη οδηγία για την ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας (A.H.A.).

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται αυτήν τη στιγμή από την εφαρμογή ανατροφοδότησης είναι τα Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλικά (Διεθνή), Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Τουρκικά, Ρώσικα, Κινέζικα, Ιαπωνικά και Κορεάτικα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη γλώσσα της αρεσκείας του.

Οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα να υπολογίσουν τη συχνότητά θωρακικών συμπίεσεων, να μετρήσουν τον όγκο σε ml των εμφυσήσεων στις σακούλες πνευμόνων με απόλυτη ακρίβεια, με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής ανατροφοδότησης, καθιστώντας το πρόπλασμα Series 2000 κατάλληλο τόσο για βασική όσο και για προχωρημένη εκπαίδευση υποστήριξης ζωής.

Σε συνδυασμό με το παραδοσιακό σύστημα ανατροφοδότησης με τα φωτάκια LED της PRESTAN που είναι εγκατεστημένο στον ώμο του προπλάσματος, το Series 2000 προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική λύση διπλής παρατήρησης, που παρέχει στους εκπαιδευτές την επιλογή να κάνουν εκπαιδεύσεις είτε με την προηγμένη ανατροφοδότηση που παρέχει η εφαρμογή στις κινητές συσκευές, είτε με τη βασική ανατροφοδότηση με τα φωτάκια LED.

Η βασική οπτική ανατροφοδότηση δίνει στους μαθητές μια πραγματική αίσθηση της παροχής 100-120 συμπίεσεων ανά λεπτό. Τα φωτάκια σηματοδοτούν συνεχώς την πρόοδο του ρυθμού, επιβεβαιώνοντας ότι οι συμπίεσεις είναι εντός του εύρους 100-120 cpm που συνιστάται από τις Κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου. Η κίτρινη λυχνία θα αναβοσβήσει εάν ξεπεραστεί το ανώτατο όριο των 120 cpm, προειδοποιώντας τους μαθητές να επιβραδύνουν. Οι εκπαιδευτές μπορούν να παρακολουθούν πολλούς μαθητές γρήγορα και εύκολα.

Εκτός από την οπτική ανατροφοδότηση, οι μαθητές θα ακούσουν επίσης ένα ηχητικό μπιπ καθώς το στήθος πιέζεται στο κατάλληλο βάθος 2,0 - 2,4 ιντσών, επιτρέποντάς τους να βιώσουν την αληθινή δύναμη που απαιτείται για την πραγματοποίηση θωρακικών συμπίεσεων.

### **Χαρακτηριστικά:**

- Ρεαλιστική όψη μεγέθους ενήλικα
- Απόλυτα ρεαλιστική συμπίεση στήθους καθώς και ανόρθωση στήθους στις εμφυσήσεις
- Η σακούλα πνεύμονα και η μάσκα προσώπου ασφαλίζονται σε ειδικές εγκοπές ώστε να μη γλιστράνε
- Εύκολη τοποθέτηση σακούλας πνεύμονα
- Η πλήρης συμπίεση στήθους και η σακούλα πνεύμονα διασφαλίζει ότι οι μαθητές λαμβάνουν την πιο ακριβή και ρεαλιστική εκπαίδευση
- Βοηθά τους μαθητές να παίρνουν την εμπειρία εκμάθησης της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σοβαρά καθώς σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης το πρόπλασμα δε λειτουργεί και ενημερώνει με τις διάφορες ενδείξεις

- Ηχητικός μηχανισμός Κλίκ (clicker) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές δίνουν επαρκείς θωρακικές συμπίεσεις σε εύρος και ρυθμό
- Η κλίση στο κεφάλι είναι υποχρεωτικά ορθή για να ανοίξει ο αεραγωγός και να εισέλθει αέρας στη σακούλα πνεύμονα
- Περιλαμβάνει οθόνη LED καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (μετρονόμος θωρακικών συμπίεσεων)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Πρόπλασμα PRESTAN ADULT Series 2000 με μετρονόμο οπτικό και ασύρματη σύνδεση με το app.
- 10x σακούλες πνευμόνων
- Τσάντα μεταφοράς που χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα με σφουγγαράκι για να τοποθετείται από τη μια πλευρά το πρόπλασμα και από την άλλη να γονατίσει ο εκπαιδευόμενος κατά την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ
- Οδηγίες χρήσης
- Απαιτούνται 2 μπαταρίες AA που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην συσκευασία.

Διαστάσεις συσκευασίας: 36 x 59 x 17 cm

---

## Χαρακτηριστικά

ΕΓΓΥΗΣΗ:  
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΝΟΣ (1)  
ΕΤΟΥΣ

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025