



Poseidon 20 με αφρό (300 x 225 x 132 mm)

€52.42

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η **Poseidon 20 Στεγανή Βαλίτσα 300 x 225 x 132 mm** είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο πάχους 6mm, πράγμα που την καθιστά πολύ ανθεκτική στην κρούση. Επίσης, είναι 100% υδατοστεγής καθώς και απολύτως αεροστεγής. Παρέχει πολύ υψηλή προστασία, είτε για μεταφορά είτε για αποθήκευση. Όλα αυτά καθιστούν τις θήκες Poseidon ιδανικές θήκες για όπλα και όχι μόνο.

Χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχη
- Άθραυστη
- Αεροστεγής
- Πιστοποίηση IP55
- Εύκολο σύστημα κλεισίματος 2 σταδίων
- Διπλή ελαστική προστασία στο εξωτερικό της θήκης, για προστασία από τους κραδασμούς
- Βαλβίδα εξισορρόπησης της πίεσης, που παράλληλα εμποδίζει την εισροή νερού μέσα στη θήκη
- Ανοξείδωτοι ατσάλινοι πείροι στους μεντεσέδες.
- Ειδικούς υποδοχείς τοποθέτησης κλειδαριάς (Λουκέτο)
- Εμπεριέχει ειδικά προσαρμόσιμο αφρό, σε κύβους (Pick η Pluck), κατάλληλο για να τον παραμετροποιήσετε όπως εσείς θέλετε ώστε να αγκαλιάσει το αντικείμενο που θα τοποθετήσετε στη βαλίτσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
- Εσωτερική Διάσταση: 300 x 225 x 132 mm
- Εξωτερική Διάσταση: 339 x 295 x 152 mm
- Βάρος: 1,8 kg
- Θερμοκρασία: -30°C έως +90°C

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025