



Elite Bags B-RESQ'S Θήκη Εργαλείων Διασώστη

€22.10

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η **Elite Bags B-RESQ'S Θήκη Εργαλείων Διασώστη** προσφέρει μια πρακτική λύση για τη μεταφορά όλου του ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με εύκολο, γρήγορο και διαισθητικό τρόπο.

Η **Elite Bags B-RESQ'S Θήκη Εργαλείων Διασώστη** προσφέρει εργονομικό σχεδιασμό που επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόσει όλες τις θήκες του έτσι ώστε να μπορεί να φτάσει εύκολα σε όλα τα εργαλεία του. Διαθέτει επίσης ελαστικούς ιμάντες για στερέωση του υλικού, βοηθητικό δακτύλιο πολλαπλών χρήσεων και περιοχή για αποθήκευση και προστασία των γαντιών από λάτεξ.

Χαρακτηριστικά:

- Δύο ιμάντες πολλαπλών χρήσεων με velcro για να την εύκολη στερέωση του ατραυματικού ψαλιδιού και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (πχ αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης επιδέσμων).
- Τσέπες στο μπροστινό μέρος της θήκης με φωσφοριζέ αντανακλαστικό κλείσιμο. Ιδανικές για αποθήκευση μετρητών ζαχάρου, οξυμέτρου και άλλου παρόμοιου εξοπλισμού.
- Βοηθητικός πλαϊνός δακτύλιος
- Ελαστικοί ιμάντες για προσαρμογή διαφόρων υλικών, όπως εξεταστικό φακό, στυλό κλπ.
- Αντιολισθητικό σύστημα ανάρτησης σε ζώνη στο πίσω μέρος της θήκης για οριζόντια ή κάθετη προσαρμογής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις (Ύψος x Μήκος x Πλάτος): 20 x 15 x 2 cm
- Υλικό: 1000D Polyester
- Χωρητικότητα (περίπου): 1 lt
- Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος περιεχομένου: 1.50 kg

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025