




ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE NEB20

€53.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE NEB20

Ποιοτικό τσαντάκι για δραστηριότητες στην φύση. Διαθέτει σύστημα ανάρτησης 3 σημείων που ασφαλίζει την τσάντα στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι η τσάντα βρίσκεται πάντα σε ασφαλές σημείο, σταθερή χωρίς να κουιέται κατά την διάρκεια των κινήσεων του σώματος. Επίσης ο τρόπος αυτός ανάρτησης, μοιράζει το βάρος της τσάντας όχι μόνο στον ώμο αλλά και στο υπόλοιπο σώμα μειώνοντας την πιθανότητα τραυματισμών. Οι ιμάντες ανάρτησης έχουν την δυνατότητα και για άλλους τρόπους ανάρτησης ανάλογα με την περίπτωση. Κατασκευασμένο από ποιοτικό nylon ύφασμα cordura 1050D, ισχυρό, ελαφρύ με εξαιρετική φέρουσα ικανότητα.

Cordura 1050D

Nylon υψηλής αντοχής στο τράβηγμα που εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις γρατζουνιές, τα σκισίματα και την τριβή.

Ειδική επίστρωση

Η επικάλυψη της επιφάνειας εξασφαλίζει εξαιρετική αντίσταση στο νερό και την βρωμιά.

Ελαφριά κατασκευή

Υψηλής αντοχής και ελαφριά κατασκευή ιδανική για

καθημερινή χρήση σε κάθε είδος καιρού.

Εξωτερικά υπάρχει σύστημα MOLE που αυξάνει σημαντικά τον χώρο φόρτωσης. Ιμάντες συγκράτησης στα πλαϊνά της τσάντας από όπου μπορούν να κρεμαστούν διάφορα αξεσουάρ. Κορδονάκι στα φερμουάρ με πλαστικό που τα κρατά πάντα σε ανοιχτό σχήμα. Σημεία πρόσδεσης γρήγορης απελευθέρωσης του ιμάντα. Εξωτερική δικτυωτή θήκη αποθήκευσης στο πίσω μέρος. Ο ιμάντας για τον ώμο διαθέτει σύστημα molle για προσάρτηση εξαρτημάτων αλλά και Αφαιρούμενο μαλακό φαρδύ επίθεμα. Μεγάλος εσωτερικός ενιαίος χώρος φόρτωσης όπου σε κάθε μία από τις μεγάλες πλευρές υπάρχει σύστημα ανάρτησης αξεσουάρ για την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου φόρτωσης και την καλύτερη οργάνωση των φερόμενων αξεσουάρ. Εξωτερικά και εμπρός της τσάντας υπάρχει χώρος αποθήκευσης με διπλό φερμουάρ, εσωτερικό διχτυωτό χώρο αποθήκευσης μικρών αντικειμένων. Στο κάτω μέρος της τσάντας υπάρχουν δύο οπές στράγγισης.

Διαστάσεις

Κεντρικός χώρος φόρτωσης:	40cm x 20cm x 7cm	(15,7" x 7,9" x 2,8")
Εμπρόσθιος χώρος φόρτωσης:	16cm x 16cm x 2cm	(6,3" x 6,3" x 0,8")
Βάρος:	558g	(19,7oz)
Χωρητικότητα:	6 λίτρα	

Χαρακτηριστικά

- Σχεδιάστηκε για δραστηριότητες στην φύση και ολόημερα μακρινά ταξίδια
- Νylon υλικό CORDURA 1050D μεγάλης αντοχής, ανθεκτικό στην τριβή, πολύ ελαφρύ.
- Επικαλυμμένη επιφάνεια που εξασφαλίζει εξαιρετική αντίσταση στο νερό και την βρωμιά.
- Σύστημα ανάρτησης MOLLE κομμένο με Laser στο εμπρός μέρος της τσάντας.
- Ενιαίος κεντρικός χώρος αποθήκευσης με σύστημα οργάνωσης και τακτοποίησης των αξεσουάρ στα πλάγια.
- Εμπρόσθιος χώρος αποθήκευσης με διπλό φερμουάρ.
- Οπίσθιος διχτυωτός χώρος αποθήκευσης
- Πλάγιοι ιμάντες συγκράτησης
- Οπές αποστράγγισης στον πάτο της τσάντας
- Σύστημα ανάρτησης 3 σημείων
- Ρυθμιζόμενο και Αφαιρούμενο μαλακό επίθεμα στον ιμάντα του ώμου.
- Κορδονάκια πάντα ανοιχτά σε σχήμα D σε όλα τα φερμουάρ.
- Χωρητικότητα 6 λίτρα

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025