




## ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NUP20

€32.18

Αγορά



## Περιγραφή

### ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NUP20

Επιχειρησιακό τσαντάκι, κατασκευασμένο από Nylon CORDURA 1000D στρατιωτικών προδιαγραφών.

Χρηστικό, ελαφρύ, ανθεκτικό. Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.

#### Χαρακτηριστικά

- Σκληρής-χρήσης, Στρατιωτικών προδιαγραφών CORDURA® 1000D νάιλον ελαφρυά κατασκευή υψηλής αντοχής.
- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση και εκδρομές.
- Επιφάνεια με ειδική επίστρωση εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο νερό και τις βρωμιές.
- Εσωτερικό με δύο διαμερίσματα φιλοξενεί διάφορα κομμάτια εξοπλισμού.
- Πλήρως ενισχυμένο εσωτερικό προστατεύει κάθε κομμάτι εξοπλισμού.
- Πλήρως αμφιδέξια λειτουργία με μεγάλα άκρα στο φερμουάρ για γρήγορο άνοιγμα.
- Υψηλής αντοχής συνθετικό σύστημα συγκράτησης του ιμάντα.
- Δύο αφαιρούμενοι νάιλον ιμάντες συγκράτησης.
- Ενισχυμένη χειρολαβή.
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας όμου, για περισσότερες επιλογές μεταφοράς.
- Ζυγίζει μόνο 303,8 γραμμάρια.

---

# Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025