




## ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NUP10

€32.98

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

**ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NUP10** Επιχειρησιακό τσαντάκι, κατασκευασμένο από Nylon CORDURA 1000D στρατιωτικών προδιαγραφών. Χρηστικό, ελαφρύ, ανθεκτικ. Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση. **Χαρακτηριστικά** -Σκληρής-χρήσης, Στρατιωτικών προδιαγραφών CORDURA® 1000D νάιλον ελαφριά κατασκευή υψηλής αντοχής. - Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση και εκδρομές. - Επιφάνεια με ειδική επίστρωση εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στο νερό και τις βρωμιές. - Εσωτερικό με δύο διαμερίσματα φιλοξενεί διάφορα κομμάτια εξοπλισμού. - Πλήρως ενισχυμένο εσωτερικό προστατεύει κάθε κομμάτι εξοπλισμού. - Πλήρως αμφιδέξια λειτουργία με μεγάλα άκρα στο φερμουάρ για γρήγορο άνοιγμα. - Υψηλής αντοχής συνθετικό σύστημα συγκράτησης του ιμάντα. - Δύο αφαιρούμενοι νάιλον ιμάντες συγκράτησης. - Ενισχυμένη χειρολαβή. - Ρυθμιζόμενος ιμάντας όμου, για περισσότερες επιλογές μεταφοράς. - Ζυγίζει μόνο 308,7 γραμμάρια.

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025