




ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NTC10

€29.76

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΤΣΑΝΤΑΚΙ NITECORE TACTICAL POUCH NTC10

Τσαντάκι σχεδιασμένο για την καθημερινή μεταφορά εξοπλισμού και για μικρά ταξίδια. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, υψηλής αντοχής στην τριβή, ελαφρύ συνθετικό ύφασμα Cordura 1050D. Εξωτερική επιφάνεια με επίστρωση κατά της υγρασίας και της σκόνης. Περιοχή εμπρός έτοιμη για την προσκόληση σημάτων. Στο πίσω μέρος σύστημα Molle κομμένο με laser, κατασκευασμένο από ανθεκτικό Hyralon συνθετικό καουτσούκ για προσαρμογή εξαρτήσεων. Κεντρικό διαμέρισμα με επιφάνεια έτοιμη να δεχθεί δέστρες οργάνωσης διαφόρων μεγεθών με λάστιχα συγκράτησης (βλέπε προεραϊτικά αξεσουάρ). Διαχωριστικό με γέμιση που παρέχει δυνατότητα προσκόλησης αξεσουάρ αλλά ταυτόχρονα προστατεύει το όπλο και τα αξεσουάρ. Η θήκη με φερμουάρ επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση στα αποθηκευμένα εργαλεία. Τα δαχτυλίδια τύπου "D" επιτρέπουν την πλήρη αμφιδέξια χρήση της τσάντας. Ενισχυμένο χερούλι μεταφοράς. Ζυγίζει μόνο 516 γρ.

Το μέγεθος της είναι 315mm x 175mm x 80mm.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025