



ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ NITECORE TACTICAL MP20 black

€120.89

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ NITECORE TACTICAL MP20 black

Αρθρωτό σακίδιο πλάτης της NITECORE.

- Εξαιρετικής ποιότητας φερμουάρ από την YKK
- Καινοτόμα σχεδίαση και στις δύο πλευρές, στο επάνω μέρος, για το καλαμάκι του σάκου νερού.
- Ειδική θήκη 14" για το Laptop ή το Tablet.
- Αγκράφες UTX Duraflex
- Σύστημα ανάρτησης MOLLE με κοπή Laser για αρθρωτές επεκτάσεις
- Σχεδιασμένος για όσους μετακινούνται αρκετά και όσους διανυκτερεύουν
- Συνθετικό ύφασμα Nylon 500D ανθεκτικό στην τριβή και με αντίσταση στο νερό.
- Το εξαιρετικό σύστημα μεταφοράς αυξάνει την εργονομική άνεση
- Εσωτερικός σχεδιασμός που συνδυάζει επιφάνειες με βρόγχους και σύστημα ανάρτησης MOLLE.

Τεχνικά στοιχεία

- Χωρητικότητα : 20 λίτρα
- Διαστάσεις : 45cm x 27cm x 15cm
- Εξωτερικό διαμέρισμα: Χωρά ένα Laptop ή ένα Tablet 14"

Χαρακτηριστικά