



ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ NITECORE GM02MH Magnetic, High

€27.42

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΒΑΣΗ ΦΑΚΟΥ NITECORE GM02MH Magnetic, High

Μεταλλική μαγνητική βάση για στήριξη φακών με διάμετρο σωλήνας σώματος 25,4mm (1") .
Με φινίρισμα σκληρής ανοδίου στρωματικής προδιαγραφών HAIII

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025