



## Tactical Pen NITECORE NTP48 Silver (Gloss)

€120.89

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### Tactical Pen NITECORE NTP48 Silver (Gloss)

1. Μηχανικό μολύβι κατασκευασμένο από κράμα Τιτανίου !
  - ▶ Κράμα Τιτανίου
  - ▶ Γερμανικό σύστημα Schmidt Feinminen
  - ▶ Ιδανικό για Σκιτσογραφία, Γελοιογραφία και καθημερινό γράψιμο
2. Το σώμα του μολυβιού είναι επεξεργασμένο με την μέθοδο CNC από ανθεκτικό κράμα Τιτανίου TC4, εξασφαλίζοντας χαμηλό βάρος, εξαιρετική αντοχή από χτυπήματα και διάβρωση καθώς επίσης είναι φιλικό προς το ανθρώπινο δέρμα.
3. Η μαύρη έκδοση του μολυβιού διαθέτει ανθρακούχα ματ επένδυση DLC  
Η επένδυση DLC είναι φιλική προς το περιβάλλον και προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό υψηλής σκληρότητας και χαμηλής τριβής ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ένα άνετο κράτημα και προστατεύει από την φθορά και την διάβρωση.
4. Το σχέδιο του στην περιοχή του πιασίματος είναι κοίλο εξάγωνο.  
Ο μοντέρνος σχεδιασμός με την κοίλα γεωμετρία, παρουσιάζεται μοναδικά προσφέροντας εργονομία και άνεση για πολύωρο γράψιμο.
5. Εξελιγμένος μηχανισμός προώθησης  
Με κάθε πάτημα στο καπάκι προωθεί το μολύβι ομοιόμορφα και ομαλά.
6. Σύστημα Schmidt Feinminen

Επιτρέπει άνετη χρήση για τα μολύβια  
Διάμετρος ανταλλακτικού μολυβιού: 0,5mm

7. Σκιτσογραφία, Γελοιογραφία ή καθημερινό γράψιμο  
Ομαλό και καθαρό γράψιμο με καθημερινές εφαρμογές.
8. Κλιπ με οπές για μέγιστη φορητότητα  
Στερεωμένο με 2 αφαιρούμενες βίδες Torx
9. Εξαιρετική κατασκευαστική δεξιοτεχνία
10. Χαρακτηριστικά  
Όνομασία: NTP48 Μηχανικό μολύβι από κράμα Τιτανίου  
Σκοπός: Σκιτσογραφία / Γελοιογραφία / Καθημερινή χρήση  
Υλικό σώματος: Κράμα Τιτανίου  
Ολικό μήκος: 143 mm  
Διάμετρος: 9,5 mm  
Βάρος: 24,37 mm  
Μηχανισμός: Σύστημα Schmidt Feinminen (μολύβι 0,5mm)
11. Η χάρτινη συσκευασία περιλαμβάνει ένα (1) μηχανικό μολύβι NTP48