



## NITECORE SOFT FLASK

**€6.37**

Αγορά



## Περιγραφή

### NITECORE SOFT FLASK

Μαλακό φλασκί χωρητικότητας 500ml και διαστάσεων 255mm x 95mm πάχους 0,3mm βάρος 36,5g

#### **Χαρακτηριστικά**

- Πολύ χαμηλό βάρος, πτυσσόμενο με προστασία από διαρροή.
- Μαλακό και ανθεκτικό σώμα από Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη (TPU)
- Υπερσύγχρονη ραφή συγκολλημένη με ραδιοσυχνότητα
- Καπάκι χυτευμένο με έκχυση, βολικό ώστε να προσαρμόζεται στις τσέπες ζώνης ή το σακίδιο
- Καπάκι ανθεκτικό στη βρωμιά που εξασφαλίζει καθαρή διαδικασία ενυδάτωσης σε δύσκολο περιβάλλον
- Ιατρική μύτη σιλικόνης με βαλβίδα υψηλής ροής.
- Απαλλαγμένο από BPA και PVC υλικά σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο FDA

#### **Συστατικά**

Σώμα:	Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη (TPU)
Καπάκι & Κάλυμμα:	Πολυπροπυλένιο (PP)
Θηλιά:	Πολυαιθυλένιο (PE)
Μύτη:	Πήκτωμα Πυριτίου (Silica Gel)
Βαλβίδα:	Πολυοξυμεθυλένιο (POM)

#### **Τεχνικά στοιχεία**

Χωρητικότητα:	500ml / 17fl oz
Διαστάσεις:	255mm x 95mm
Πάχος TPU:	3mm

Βάρος:

36,5 g

---

# Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025