



## Γάντια Mechanix The Original - MultiCam

**€22.58**

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Τα γάντια Original ® φέρνουν μια επανάσταση στη βιομηχανία προστασίας των χεριών με τον ευέλικτο σχεδιασμό τους υπηρετούν πιστά τους χρήστες τους εδώ και χρόνια. Ανθεκτικό συνθετικό δέρμα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και το διπλής κατεύθυνσης Spandex στο επάνω μέρος του γαντιού λειτουργεί σαν «δεύτερο δέρμα».

Τα γάντια Original ® παρέχουν απaráμιλλη εφαρμογή, αίσθηση και λειτουργικότητα, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε με αυτό που ασχολείστε έχοντας τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων των χεριών σας.

### Χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτικό και επιδέξιο συνθετικό δέρμα στην παλάμη.
- Ελαστικό spandex που προσαρμόζεται σαν «δεύτερο δέρμα» πάνω στο χέρι.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο στον καρπό για ασφαλή εφαρμογή.
- Πλένεται στο πλυντήριο.

### Προτεινόμενες Χρήσεις:

- Στρατός
- Σώματα ασφαλείας
- Αθλήματα σκοποβολής
- Εργασίες επισκευής και συντήρησης

# Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025