



Γάντια Mechanix The Original - Pink Woman

€22.58

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Τα γάντια Original® έφεραν την επανάσταση στον τομέα της προστασίας των χεριών με τον ευέλικτο σχεδιασμό τους και από τότε υπηρετούν πιστά τους χρήστες τους. Ανθεκτικές μικρο-ίνες αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του γαντιού και το αναπνεύον υλικό TrekDry® στο πίσω μέρος του χεριού, δημιουργούν εξαιρετική εφαρμογή με πολύ καλή ευελιξία. Τα Original® παρέχουν απaráμιλλη εφαρμογή, αίσθηση και λειτουργικότητα ώστε να μπορεί ο χρήστης επικεντρωθεί σε ό,τι βρίσκεται μπροστά του.

Χαρακτηριστικά

- Υλικά TrekDry® που διατηρούν τη μορφή τους βοηθούν ώστε τα χέρια να διατηρούνται δροσερά και άνετα.
- Το κλείσιμο με θερμοπλαστικό καουτσούκ (TPR) και το θηλύκι βοηθούν στη σωστή τοποθέτηση τους.
- Κομμάτια ενίσχυσης σε περιοχές υψηλής φθοράς, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των γαντιών.
- Η ενιαία παλάμη βελτιώνει την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025