



ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΥΥΚΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ x100

€36.29

Αγορά

Περιγραφή

Κωδικός: #29014

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΣ

- Μικρός και Σταθερός.
- Προτεινόμενος για Χρήση Με το Τηλεσκόπιο 6-100x100.
- Προσφέρει Μικρομετρική Ρύθμιση Κατά ύψος και Κατά Διεύθυνση
Όστε ο Παρατηρητής να Παρακολουθεί Κινούμενα Αντικείμενα με Ευκολία.
- Συνοδεύεται με Θήκη Μεταφοράς από Υλικό **CORDURA**.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Ύψος: 260mm - 335mm Ρυθμιζόμενο
- Άνοιγμα Βάσεως: 375mm
- Διάμετρος Βίδας Σταθεροποίησης: 1/4" ίντσας.
- Μέγιστο Βάρος Ανάρτησης: 10 κιλά
- Βάρος Τρίποδα: 0,65 κιλά

Ο Τρίποδας Παραδίδεται με τα Παρακάτω:

- Θήκη Μεταφοράς-Φύλαξης από Υλικό **Cordura**

Couldn't load plugin.

[Open publication](#) - [Free publishing](#) - [More day vision](#)

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025