



MIL-TEC Στεγανό Κουτί για Σπίρτα και Μικροαντικείμενα

€1.61

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Στεγανό κουτάκι για σπίρτα, χάπια και μικροαντικείμενα σε χρώμα χακί στρατού, από την εταιρία MIL-TEC. Ιδανικό για καταστάσεις επιβίωσης καθώς περιέχει στο κάτω μέρος του μικρή **τσακμακόπετρα** για άναμμα των σπέρτων ενώ κάτω από το καπάκι έχει ένα μικρό **καθρεφτάκι** το οποίο είναι κατάλληλο για σήματα σινιάλου με την αντανάκλαση του ηλίου.

- 100% πολυπροπυλένιο
- Διαστάσεις: 7,5 X 2,5 cm
- Με μικρή τσακμακόπετρα στο κάτω μέρος
- Καθρεφτάκι κάτω από το καπάκι έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως καθρέπτης σινιάλου.
- Ιδανικό για στεγανοποίηση μπαταρίας AA/AAA ή και πιο μικρές

Τα σπίρτα της φωτογραφίας δεν περιλαμβάνονται.