



MIL-TEC Ακονιστήρι Μαχαιριών Τύπου D

€3.87

[Αγορά](#)

Περιγραφή

MIL-TEC Ακονιστήρι Μαχαιριών Τύπου D

Εξαιρετικό και οικονομικό ακονιστήρι Μαχαιριών Τύπου D από την MIL-TEC σε χρώμα λαδί.

- Υλικό: Πλαστικό
- Διαστάσεις: 14,5 x 1,5 εκ.
- Βάρος: 40 g

Knife Sharpener D-Type Oliv

1. Housing: ABS plastic
2. Grinding System: tungsten steel
3. Dimensions: 14.5 x 1.5 cm
4. Weight: 40 g