



## Θήκη μεταφοράς για Ωτοασπίδες EARMOR, S18

€21.69

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

- Διαστάσεις θήκης: 12,70 cm Ύψος x 17,80 cm Φάρδος x 3,80 cm Πάχος
- Βάρος θήκης: 190g.
- Στρατιωτικών προδιαγραφών πολυεστέρας 600D με ανθεκτική διπλή ραφή που δίνει στην επιχειρησιακή τσάντα μας αντοχή σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
- Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε συμβατό σύστημα ανάρτησης Molle.
- Η θήκη περιέχει σφιχτούς εσωτερικούς ελαστικούς ιμάντες, ευρύχωρη τσέπη, διαμέρισμα για γυαλιά και κρυφή τσέπη με φερμουάρ
- Οι δακτυλίοι D στις πλευρές της τσάντας, σε συνδυασμό με τον αποσπώμενο ιμάντα ώμου δημιουργούν μια ελαφριά και βολική τσάντα ώμου για καθημερινή χρήση
- Αυτή η τσάντα χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας φερμουάρ YKK με κουμπί "T" για άνοιγμα - κλείσιμο χωρίς θόρυβο, αλλά και αξιοπιστία ώστε να μην κολλάει.

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025