



MIL-TEC Απόλυτα Στεγανό Κουτί Μαύρο 280 X 230 X 98 mm

€26.61

Αγορά



Περιγραφή

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!

Η απόλυτη προστασία περιεχομένου!

- Προστασία κατά της σκουριάς
- Εντελώς άθραυστη
- Μεγάλου πάχους τοιχώματα
- Σχεδιασμένη με στρατιωτικές προδιαγραφές ειδικών σκοπών
- Εντελώς αδιάβροχη
- Μεγάλη αντοχή σε κρούσεις (shockproof)
- Ιδανική για περιοχές με άμμο και σκόνη (off-road διαδρομές)
- Δυνατότητα κλειδώματος με πρόσθετες κλειδαριές της επιλογής σας
- Αντοχή σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασιών
- Ειδική επεξεργασία σε όλα τα ασάλινα μέρη της
- Με ρυθμιζόμενη βαλβίδα ρυθμίσης εσωτερικής πίεσης
- Διαστάσεις 280 X 230 X 98 mm
- Εσωτερικές 255 X 185 X 65 mm

Χρησιμοποιήστε το ως κουτί αποθήκευσης οποιουδήποτε είδους (κάμερες, GPS, κυάλια, συσκευές κλπ), προσφέροντας την ΑΠΟΛΥΤΗ στεγανότητα. Ιδανικό για να το γεμίσετε με οποιοδήποτε προϊόν Α' Βοηθειών ή επιβίωσης από το [firstaidshop](http://firstaidshop.gr) ή να το επιλέξετε ως κουτί για την κατασκευή custom kit Α' Βοηθειών κατόπιν συνεννόησης μαζί μας (τηλ.: 25310-71946, email: sales@firstaidshop.gr).