



## **ΥΔΡΟΔΟΧΕΙΟ Stainless Steel, Black, 800ml, Mod.6280**

**€16.05**

[Αγορά](#)

---

## **Περιγραφή**

**ΥΔΡΟΔΟΧΕΙΟ Stainless Steel, Black, 800ml, 40068**

Μάρκα: Barbaric

Τύπος: Τύμπανο

Χωρητικότητα: 800 ml

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

Χρωμα μαυρο

Εύκολο ανοιχτό σύστημα BPA και λαβή μεταφοράς

---

## **Χαρακτηριστικά**