



Τσαντάκι εσωτερικό BARBARIC, 30830

€7.66

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Τσαντάκι εσωτερικό BARBARIC, 30830

Μάρκα: Barbaric
Τύπος: Τσάντα μέσης
Υλικό: 210 Πολυεστέρας
Πράσινο χρώμα
Κλείσιμο: Φερμουάρ

Χαρακτηριστικά:

- Έξοδος ακουστικών
- Ρυθμιζόμενη θήκη μπουκαλιού
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο κλικ για τη μέση

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025