



## Σακίδιο πλάτης BARBARIC COYOTE 30l, 39178

**€41.94**

[Αγορά](#)

## Περιγραφή

Σακίδιο πλάτης BARBARIC COYOTE 30l, 39178

Τύπος: Σακίδιο  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ LASER MOLLE  
Υλικό: 600D Nylon  
Χρώμα: Κογιότ  
Κούμπωμα: Φερμουάρ  
Συνολικό μέγεθος: 46x28x19cm (30 λίτρα)

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025