



Μπατόν ορειβασίας Tactical, Σπαστό

€36.29

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου, διαθέτει αρκετά εργαλεία τα οποία μπορούν να αποθηκεύονται μέσα στο ίδιο το μπαστούνι. Το συνολικό μήκος του μπαστουνιού είναι 140 cm, είναι αρθρωτό και δύναται να αφαιρούνται κομμάτια 18 cm, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το μπαστούνι μπορεί να διαμορφωθεί σε ύψος 140 cm ή 122 cm ή 104 cm. Όλα τα κομμάτια συνδέονται με πάσα και φέρουν O-Ring πράγμα που καθιστά το εσωτερικό του μπαστουνιού υδατοστεγές.

Το Μπαστούνι συνοδεύουν Σπινθηριστής, Σφυρίχτρα, Πυξίδα, κατσαβίδι ίσιο, σταυροκατσάβιδο και 2 μαχαίρια – πολυεργαλεία. Η μύτη του μπαστουνιού είναι κατασκευασμένη απο τουγκστένιο.

Όλα τα παραπάνω φιλοξενούνται σε μία θήκη παραλλαγής η οποία δύναται να περαστεί στη ζώνη της μέσης.