



Mil-Tec Δοχείο Αποθήκευσης Φαγητού

€16.85

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το **Mil-Tec Δοχείο Αποθήκευσης Φαγητού** είναι ένα στιβαρό, ανθεκτικό δοχείο για αποθήκευση γεύματος και φαγητού από ανοξείδωτο μέταλλο. Μια εξαιρετική προσθήκη στον εξοπλισμό όλων αυτών που ασχολούνται με τις υπαίθριες δραστηριότητες, από οικογενειακό κάμπινγκ μέχρι και ορειβάσια κλπ.

Το δοχείο είναι ερμητικά σφραγισμένο με δύο κλιπ. Είναι ιδανικό για πλήση στο πλυντήριο πιάτων.

Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτο ατσάλι

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Χωρητικότητα | 700 ml | 1.200 ml |
| Διαστάσεις | 16 x 13 x 6,2 cm | 18 x 14 x 6,5 cm |
| Βάρος | 240 g | 275 g |