



ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CYTAC, και για Φακό, για Glock 17, Black

€28.15

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CYTAC, και για Φακό, για Glock 17, Black

Θήκη Cytac για πιστόλια G17 μαζί με φακό.

Ελαφριά θήκη Cytac G17

Μέγιστο ύψος – 2,65 ίντσες / 67,5 mm,
Μέγιστο πλάτος – 1,48 ίντσες / 37,5 mm.

Φωτιστικά που έχουν δοκιμαστεί:

Streamlight TLR-1 HL

Nightstick TCM-550XLS

Surefire X300U Ultra

Olight PL-1 II / PL-MINI / PL-MINI II

Sig Sauer FOXTROT1, κ.λπ.

Χρωμα μαυρο .