



ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΤΑΣ, Εσωτερική με κλιπ για Glock 19, Black

€16.05

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΤΑΣ, Εσωτερική με κλιπ για Glock 19, Black

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

Συμβατή με GLOCK 19x, G19, G23, G32

Κατασκευασμένη από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας, ισχυρό μεταλλικό κλιπ
Άνετη και κρυφή για καθημερινή μεταφορά
Εύκολη πρόσβαση για να τραβήξετε το πιστόλι σας χωρίς εμπόδια
Ταιριάζει τέλεια στο συγκεκριμένο όπλο