



ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CΥΤΑC, Εσωτερική με κλιπ για Jericho 941, Black

€16.05

[Αγορά](#)



Περιγραφή

ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ CΥΤΑC, Εσωτερική με κλιπ για Jericho 941, Black
ΘΗΚΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

Συμβατή με JERICHO 941

Κατασκευασμένη από πολυμερές υψηλής τεχνολογίας, ισχυρό μεταλλικό κλιπ
Άνετη και κρυφή για καθημερινή μεταφορά
Εύκολη πρόσβαση για να τραβήξετε το πιστόλι σας χωρίς εμπόδια
Ταιριάζει τέλεια στο συγκεκριμένο όπλο