



Plate Carrier Cytac, Tactical

€136.29

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Plate Carrier Cytac, Tactical

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Συνθετικό ύφασμα 500D επιβραδυντικό της φωτιάς

Ο επιχειρησιακός φορέας πλακών Cytac® έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύς, άνετος και λειτουργικός.

Είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχο 500D Nylon και χρησιμοποιεί τεχνολογία κοπής με λέιζερ, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση βάρους, ανθεκτικότητα στο σκίσιμο, αδιαβροχότητα και ανθεκτικότητα στο λάδι.

Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και οι πλευρικές λωρίδες που τεντώνουν εγγυώνται τέλεια εφαρμογή για ανδρικούς ή γυναικείους σωματότυπους χωρίς αναπήδηση κατά το τρέξιμο.

Οι πόρτες γρήγορης απελευθέρωσης στους ώμους και στο πλάι σας επιτρέπουν να αποσυνδέσετε το γιλέκο με το ένα χέρι σε δευτερόλεπτα.

Υπάρχουν 9 θήκες για μεταφορά γεμιστήρων, πομποδέκτου, ειδών πρώτων βοηθειών κ.λπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μάρκα: CYTAC
Όνομα προϊόντος: Tactical Plate Carrier
Υλικό: Πυρίμαχο 500D Nylon

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πυρίμαχο 500D Nylon
- Πλατφόρμα κοπής με λέιζερ με αδιάβροχη επίστρωση
- Ανθεκτικό στην τριβή και ελαφρύ
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης με ένα χέρι
- Πλέγμα διχτυού ψαροκόκαλου για κυκλοφορία αέρα
- 9 Θήκες | Πίσω λαβή έλξης
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και πλευρικές ταινίες που τεντώνονται

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025