



Plate Carrier Cytac, Mission Oriented

€160.48

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Plate Carrier Cytac, Mission Oriented

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Πάνω από 0,4 m² Προστασία

Σχεδιασμένος για να παρέχει έναν αναπνέον, εύκαμπτο και άνετο φορέα για αποστολές, ο φορέας αντιβαλλιστικών πλακών Cytac®

προσανατολισμένος για κάθε αποστολή είναι κατασκευασμένος από συνθετικό ποιοτικό ύφασμα 500D και 1000D επιβραδυντικό της φωτιάς.

Χωράει 2 πλάκες και προσφέρει αξιόπιστη προστασία καλύπτοντας πάνω από 0,4 m² του σώματος.

Το διχτυωτό σώμα βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα ακόμα και όταν ιδρώνετε.

Μια μεγάλη περιοχή πάνελ τύπου MOLLE κομμένα με λείζερ επιτρέπει ευελιξία στην επιλογή όλων των εργαλείων που θα χρειαστείτε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μάρκα:

CYTAC

Όνομα προϊόντος: Mission-oriented Plate Carrier

Υλικό:

Συνθετικό ποιοτικό ύφασμα 500D και 1000D επιβραδυντικό της

φωτιάς

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συνθετικό ποιοτικό ύφασμα 500D και 1000D επιβραδυντικό της φωτιάς
- Πάνελ MOLLE κομμένα με λείζερ για ελαφρύ βάρος και ακρίβεια
- Πάνω από 0,4 m² Προστασία
- Γρήγορη αποδέσμευση με το ένα χέρι

- Διχτυωτό σώμα για ροή αέρα και άνεση
 - Ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου και πλαϊνές ταινίες
 - Πίσω λαβή έλξης
-

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025