



MTM Survivor Dry Box Κάψουλα Αποθήκευσης Εφοδίων

€20.16

Αγορά

Περιγραφή

Όταν αντιμετωπίζετε αντιξοότητες, σπάνια σας δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Βασίζεστε στην εμπειρία για να φτάσετε στον προορισμό σας και στον κατάλληλο εξοπλισμό για να το πετύχετε. Με το αδιάβροχο σφράγισμα O-Ring, την ενσωματωμένη πυξίδα και τον καθρέφτη σηματοδότησης, τα κουτιά MTM Survivor είναι σχεδιασμένα για ακραία περιβάλλοντα.

Ανθεκτικά στο νερό και τις καιρικές συνθήκες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όλων των τύπων προσωπικών αντικειμένων και αντικειμένων ασφαλείας, όπως φάρμακα, κιτ πρώτων βοηθειών, φώτα φλας, φωτοβολίδες, πυρομαχικά, πορτοφόλια, σνακ, εξοπλισμό βροχής, χάρτες κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη πυξίδα
- Καθρέφτης σινιάλου
- Αδιάβροχο
- Σχεδίαση δακτυλίου O με γλώσσα και αυλάκωση
- Τριπλό μάνδαλο για την καλύτερη δυνατή στεγανοποίηση, με δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο
- Στιβαρή κατασκευή
- Πλωτό στο νερό

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικές διαστάσεις: 25 x 17 x 13 cm
 - Εσωτερικές διαστάσεις: 21 x 13 x 12 cm
 - Βάρος 450 Γραμμάρια
 - Made in USA
-

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025