



Εκπαιδευτικό Σύστημα Άντλησης Αίματος με Ρεζερβουάρ - Αυτόματο

€1,237.90

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Αυτό το αυτόματο εκπαιδευτικό σύστημα άντλησης αίματος με ρεζερβουάρ προσαρμόζεται τέλεια στα εκπαιδευτικά ομοιώματα τραυμάτων που έρχονται με τη λειτουργία αιμορραγίας.

Το ρεζερβουάρ σε μορφή σακιδίου χωρά έως και 3 λίτρα εκπαιδευτικού αίματος το οποίο μπορεί να αντληθεί σε έως και 4 λίτρα ταυτόχρονα. **Η αντλία λειτουργεί από μια μπαταρία και ελέγχεται σε ισχύ και ρυθμό παλμού μέσω smartphone που συνδέεται μέσω Bluetooth.**

Λόγω του σχεδιασμού του σακιδίου, η παροχή αίματος δεν είναι αισθητή και ενσωματώνεται τέλεια στο σενάριο της προπόνησης. Η τσάντα ρεζερβουάρ έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα ώστε να αφαιρείτε γρήγορα και εύκολα το αίμα και να ξεπλένετε την τσάντα μετά την άσκηση.

Λόγω του σχεδιασμού του σακιδίου, η παροχή αίματος δεν είναι εμφανής και ενσωματώνεται τέλεια στο σενάριο της εκπαίδευσής σας. Η δεξαμενή έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα για εύκολο άδειασμα και καθάρισμα.

* **Προσοχή:** Το τηλέφωνο της φωτογραφίας δε συμπεριλαμβάνεται. Εμφανίζεται στις φωτογραφίες για λόγους επίδειξης του προϊόντος.