



Rhino Rescue Compressed Gauze Αιμοστατική Γάζα Εμποτισμού Z-Fold - Αποστειρωμένη

€2.83

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η αιμοστατική γάζα εμποτισμού τύπου Z-Fold, Rhino Rescue Compressed Gauze, είναι 100% βαμβακερή και έχει εξαιρετική απορροφητικότητα υγρών και αίματος. Έχετε αποστειρωμένη και έτοιμη για χρήση.

Η Rhino Rescue αιμοστατική γάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της αιμορραγίας σε συνδυασμό με ένα αιμοστατικό πιεστικό επίδεσμο ή για επίδεση μικρότερων τραυμάτων.

Είναι μια γάζα τύπου Z-Fold μήκους 3,75 m και πλάτους 11,43 cm που έρχεται σε μια συμπιεσμένη στεγανή συσκευασία. Το εξαιρετικά συμπαγές μέγεθος την καθιστά εύκολη την τοποθέτηση της σε οποιοδήποτε Ατομικό Κιτ Α' Βοηθειών (IFAK).

Η γάζα έρχεται σε σφραγισμένη ανθεκτική ατομική συσκευασία κενού αέρος και μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα προϊόντα RHINO RESCUE παρέχονται σε πολλές στρατιωτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο και έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα σε πραγματικές μάχες.

Δεν περιέχει αιμοστατικό παράγοντα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Διαστάσεις: 11,43 cm X 3,75 m
- 6x διπλώσεις (6-ply)
- Διαστάσεις συσκευασίας: 13 x 9 x 2 cm

- Υλικό: Βαμβάκι

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025