



Rhino Rescue Combat Cravat ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Τριγωνικός Επίδεσμος Υφασμάτινος 115 x 115 x 160 cm

€2.61

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Ο νέος **RHINO Combat Cravat ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Τριγωνικός Επίδεσμος Υφασμάτινος** είναι ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης πολλαπλών χρήσεων για κάθε κιτ Α' Βοηθειών.

Με τον **RHINO Combat Cravat στρατιωτικό τριγωνικό επίδεσμο υφασμάτινο** οι πάροχοι πρώτων βοηθειών διαθέτουν ένα προϊόν που λειτουργεί ως φάκελος ανάρτησης χεριού, επίδεσμος εγκαυμάτων, τουρνικέ, και πολλές άλλες δυνατότητες.

Ο **RHINO Combat Cravat στρατιωτικός τριγωνικός επίδεσμος υφασμάτινος** είναι κατασκευασμένος από δύο στρώσεις πολυπροπυλενίου περιστρεφόμενου δεσμού, 115 x 115 x 160 cm που έχει δύο (2) ραφές ενίσχυσης.

Ο επίδεσμος είναι αποστειρωμένος, αντικολλητικός και έρχεται σε νάιλον διάφανη συσκευασία κενού αέρος. Είναι 33% μεγαλύτερο από τους επιδέσμους cravat που κυκλοφορούν στην αγορά και, μετά την τοποθέτηση εντός της συσκευασίας κενού αέρος πιάνει 50% μικρότερο χώρο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η συσκευασία περιέχει δύο (2) παραμάνες ασφαλείας και ένα λαστιχάκι χωριστά συσκευασμένα σε νάιλον σακουλάκι.

Χαρακτηριστικά:

- Σε ατομική συσκευασία που χωρά σε κιτ Α' Βοηθειών, τσαντάκια κλπ
- Σε μεγάλο μέγεθος που εξασφαλίζει σωστή εφαρμογή και υποστήριξη
- Περιλαμβάνει 2 παραμάνες ασφαλείας
- Διαστάσεις: 115 x 115 x 160 cm

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025