



Rhino Rescue Combat Tape Αυτοκόλλητη Ταινία Μάχης

€2.12

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Η Rhino Rescue Combat Tape Αυτοκόλλητη Ταινία Μάχης προσφέρει στους Πρώτους Ανταποκριτές πρόσθετη ασφάλεια και υποστήριξη όταν οι γάζες και οι ελαστικοί επίδεσμοι δεν επαρκούν.

Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κόλλα και ενισχυμένο υπόστρωμα, η ταινία Rhino Rescue Combat Medic είναι μια υψηλής ποιότητας γκρι (χαμηλής ορατότητας - ιδανική για το πεδίο της μάχης) κολλητική ταινία, τυλιγμένη σε ένα καρούλι αρκετά μικρό ώστε να χωράει σε οποιοδήποτε κιτ, αλλά παρέχει 2,5 m μήκος ταινία και πλάτους 5cm για κάθε είδους χρήση.

Από την πρόσθετη συγκράτηση που προσφέρει στους επιδέσμους μέχρι την επιπλέον πίεση για να σταματήσει η απώλεια αίματος, η ταινία Rhino Rescue Combat Tape είναι μια επιπλέον ασφάλεια για κάθε περίπτωση σε μέγεθος τσέπης.

Χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχη & ανθεκτική στο νερό
- Μεγάλη και ισχυρή συγκράτηση με εύκολη αφαίρεση.
- Δεν αφήνει υπολείμματα πάνω στο δέρμα
- Κόβεται εύκολα με το χέρι ή το στόμα
- Διάσταση: 5cm x 2,5m

Ποτέ δεν ξέρεις πότε και για ποια εφαρμογή θα σου χρειαστεί μια ισχυρή αυτοκόλλητη χειρουργική ταινία στο πεδίο της μάχης!