



Μαχαίρι CRKT NISHI BLACK

€87.02

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μαχαίρι CRKT NISHI BLACK

NISHI™

Σχεδιασμένο από τον Lucas Burnley στο Bend του Όρεγκον

Ένας Αμερικανός σχεδιαστής εμπνευσμένος από την ιαπωνική αισθητική.

Η σταθερή λεπίδα Nishi™ είναι για καθημερινή μεταφορά που έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την χρηστικότητα και τον όμορφο σχεδιασμό : η λεπτομέρεια στην αισθητική είναι καθαρή ομορφιά

και η τυλιγμένη με κορδόνι λαβή είναι εξαιρετικής αντοχής.

Γιατί να επιλέξετε σχήμα ή λειτουργία όταν μπορείτε να έχετε και τα δύο;

Χρήσιμη χρησιμότητα: Λαβή τυλιγμένη με κορδόνι για πολύ καλή πρόσφυση

Λεπτό προφίλ: Λεπτή λαβή για μεταφορά χαμηλού προφίλ

Επιλογές μεταφοράς: Ευέλικτη θήκη για πολλαπλές επιλογές μεταφοράς

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος λάμας:	112,17 mm
Μύτη λάμας:	Απλή
Ατσάλι λάμας:	8Cr13MoV
Φινίρισμα λάμας:	Νιτρίδιο Τιτανίου
Πάχος λάμας:	3,78mm
Ολικό μήκος:	223,85 mm
Βάρος:	107,73 g
Λαβή:	Ανοξειδωτο ατσάλι τυλιγμένο με κορδόνι
Τύπος:	Μαχαίρι με θήκη
Υλικό θήκης:	θερμοπλαστικό
Βάρος θήκης:	34,02 g

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025