



Μαχαίρι CRKT TAILBONE BLACK

€40.31

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Μαχαίρι CRKT TAILBONE BLACK

2415

TAILBONE™

Σχεδιασμένο από τον T.J. Schwarz στο Boise, Idaho

Μπορεί να μοιάζει με σταθερή λεπίδα, αλλά παίζουν περισσότερα.

Με την πρώτη ματιά, το μαχαίρι εξωτερικού χώρου με σταθερή λεπίδα Tailbone™ περνά σαν ένα συνηθισμένο μαχαίρι λαιμού με λαβή τυλιγμένη με paracord.

Αλλά στο χέρι, ζωντανεύει. Η αλυσίδα της λαβής κινείται για εξαιρετική εργονομία, αλλά παραμένει τέλεια άκαμπτη κατά την κοπή ή τον τεμαχισμό.

Είναι εξαιρετικά χρήσιμο και εντελώς απροσδόκητο.

Εύκολο στο ακόνισμα:

Η λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής

περιεκτικότητας σε άνθρακα ακονίζεται εύκολα.

Πλήρης έλεγχος:

Αντιολισθητικά Αυλάκια στη λεπίδα για έλεγχο κοπής

Χρήσιμη χρησιμότητα:

Η εύκαμπτη αλυσίδα στη λαβή στηρίζεται εργονομικά

στο χέρι σας ενώ είναι άκαμπτη στην κάθετη κοπή

Παραδοσιακό περιτύλιγμα:

Η λαβή με τυλιγμένο κορδόνι είναι εξαιρετικά

λειτουργική και παρέχει πρόσφυση

Ελαφριά χρησιμότητα:

Η θερμοπλαστική θήκη προστατεύει τη λεπίδα όταν δεν

χρησιμοποιείται

Μήκος λάμας	53,98 mm
Μύτη λάμας	Απλή
Ατσάλι λάμας	8Cr13MoV
Φινίρισμα λάμας	Πετροπλυμένη

Πάχος λάμας	3,91 mm
Ολικό μήκος	160,35 mm
Βάρος	56,70 g
Χειρολαβή	Ανοξείδωτο ατσάλι τυλιγμένο με κοδρόνι
Τύπος	Μαχαίρι με θήκη
Υλικό θήκης	Θερμοπλαστικό
Βάρος θήκης	28,35 g

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025