



## Tactical Pen CRKT TECHLINER BLACK

€48.38

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

### Tactical Pen CRKT TECHLINER BLACK

#### TECHLINER™ PEN

Σχεδιασμένο από τον Mike Bond στη Χονολουλού της Χαβάης  
Η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική για ένα στυλό φαρμακείου.

Φέρτε μαζί σας ένα στυλό που κολλάει.

Το στυλό Techliner™ είναι κατασκευασμένο για να εντυπωσιάζει με ένα κομψό, εργονομικά επεξεργασμένο σώμα και μαγνητικά άκρα που κολλάνε σταθερά στο πρόχειρο, στα πόδια γραφείου και στους πάγκους εργασίας, ώστε να είναι πάντα σε απόσταση αναπνοής.

- Ασφαλές καπάκι: Τα μαγνητικά άκρα ασφαλίζουν το καπάκι και προσαρμόζονται σε επιφάνειες
- Δυνατό και ελαφρύ: Η λαβή αλουμινίου συνδυάζει αντοχή με ελάχιστο βάρος
- Γράφει παντού: Ανταλλακτικό μελάνης που αναπτύχθηκε για ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες

### Τεχνικά στοιχεία

Ολικό μήκος	128,60 mm
Βάρος	28,35 g
Λαβή	Αλουμινίου
Τύπος	Αξεσουάρ
Διάμετρος	11,86 mm
Βάρος	39,69 g
Λαβή	Αλουμίνιο 6061
Ανταλλακτικό	Δοχείο μελάνης υπό πίεση

# Χαρακτηριστικά

---

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025