



Elite Bags Τσαντάκι Μεταφοράς Εξοπλισμού Molle

€16.13

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Στρατιωτικό τσαντάκι μεταφοράς εξοπλισμού από την εταιρεία Elite Bags, το οποίο φέρει σύστημα molle για προσαρμογή του πάνω σε τσάντες, γιλέκα μάχης και οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό φέρει σύστημα molle.

Στο εσωτερικό του έχει τέσσερις ελαστικούς ιμάντες επί των τοιχωμάτων του, ιδανικοί για στερέωση του εξοπλισμού.

- Βάρος (περίπου): 0.26 kg
- Διαστάσεις (περίπου): 8 × 23 × 13 cm
- Υλικό κατασκευής: 650D CORDURA
- Χρώμα: άμμος ερήμου
- Χωρητικότητα (περίπου): 2.30 lt

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025