



## Elite Bags Θήκη Ζώνης Γενικής Χρήσης

€12.10

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Στρατιωτική θήκη ζώνης από την εταιρεία Elite Bags, το οποίο φέρει σύστημα molle για προσαρμογή του πάνω σε τσάντες, γιλέκα μάχης και οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό φέρει σύστημα molle. Είναι ιδανική για tourniquet, φακούς, γεμιστήρες κλπ

Περιφερειακά καλύπτεται από έναν ελαστικό ιμάντα ο οποίος βοηθά στη συγκράτηση του περιεχομένου.

- Βάρος (περίπου): 0.06 kg
- Διαστάσεις (περίπου): 4 × 9 × 13 cm
- Υλικό κατασκευής: 650D CORDURA
- Χρώμα: άμμος ερήμου
- Χωρητικότητα (περίπου): 0.40 lt

## Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025