



MIL-TEC PREWASH AIR COMBAT Παντελόني 3/4

€25.81

[Αγορά](#)

Περιγραφή

Παντελόني από την εταιρεία MIL-TEC, από 100% βαμβάκι (προπλυμένο)

- 3/4 παντελόني από προπλυμένο βαμβακερό υλικό
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στη μέση
- 2 τσέπες στο πλάι
- Τσέπες στην περιοχή των μηρών με κουμπιά
- κορδόνι περισφιξης στην περιοχή των ποδιών
- 2 τσέπες πίσω με κουμπιά

Μέγεθος Medium