



DNIPRO Gen 2 Tourniquet Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης

€29.44

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, η LLC PROSTIR MANUFACTURING COMPANY άρχισε να εφαρμόζει μια στρατηγική για επείγουσα βοήθεια στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας. Η διαθεσιμότητα του δυναμικού παραγωγής, του εξοπλισμού και των ειδικών, επέτρεψε στην εταιρεία να αποφασίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα πού ακριβώς μπορεί να εφαρμόσει αυτήν την ιδέα.

Χρειάστηκαν δύο μήνες για να αναπτυχθεί το tourniquet DNIPRO. Δεκάδες δοκιμές και περισσότερα από τριάντα μοντέλα οδήγησαν στο πρώτο δείγμα που εγκρίθηκε από το κέντρο δοκιμών τουρνικέ. Η εταιρεία έχει παράσχει πάνω από 1.000 τουρνικέ εκπαίδευσης δωρεάν σε όλα τα πρόθυμα κέντρα εκπαίδευσης διασωστών, εγκαταστάσεις και ενώσεις τακτικής ιατρικής εκπαίδευσης. Κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου στην Ουκρανία.

Αποτελεί την πλέον την βασική επιλογή πολλών στρατιωτικών μονάδων της Ουκρανίας και έχει δοκιμαστεί στα πεδία των μαχών.

Ως TacMed.gr και FirstAidShop.gr το δοκιμάσαμε αρχικά οι ίδιοι και εν συνεχεία το στείλαμε σε επαγγελματίες νοσοκόμους μάχης και διασώστες προνοσοκομειακής φροντίδας λαμβάνοντας συνολικά τις καλύτερες αναφορές. Η ποιότητα κατασκευής και η αντοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Το προϊόν διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εξασφαλίζοντας και ξεπερνώντας τον απαιτούμενη ποιότητα. Η επιχείρησή μας μετά από τις απαραίτητες συμφωνίες, αποτελεί επίσημο συνεργάτη της DNIPRO-TMT για την διακίνηση του DNIPRO-TMT Gen2 TQ στην Ελλάδα, όπως προκύπτει και από την σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας <https://tqdnipro.com/dealers> . Κάθε TQ DNIPRO-TMT Gen2 συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Χαρακτηριστικά DNIPRO:

αιμοστατικού

τουρνικέ

- Μεταλλική πόρπη με εγκοπές για αξιόπιστη στερέωση του ιμάντα ικανή να αντέχει σε ακραία φυσικά φορτία. Η πόρπη στερεώνει σταθερά τον ιμάντα ακόμα και όταν είναι πλήρως ξεκουμπωμένη.
- Εξωτερικός και εσωτερικός ιμάντας από συνθετική ίνα.
- Μεταλλική ράβδος σύσφιξης, ικανή να αντέχει ακραία φορτία
- Velcro πάνω στο κλιπ ασφάλισης το οποίο έχει θέση για αναγραφή πληροφοριών για το χρόνο εφαρμογής του tourniquet.
- Ισχυρό velcro, που επιτρέπει την ασφαλή στερέωση του ιμάντα στη θέση που χρειάζεται.

Διαστάσεις:

- Μήκος 94 cm
- Πλάτος 4 cm

The document was created on: Ιανουάριος 9, 2025