



## DNIPRO TQ Laser Θήκη Tourniquet

**€24.11**

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η θήκη "DNIPRO" TQ Laser έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση τουρνικέ πάνω στον εξοπλισμό του χρήστη. Ένα αξιόπιστο και ανθεκτικό αξεσουάρ για την τοποθέτηση και τη μεταφορά τουρνικέ. Η θήκη για το τουρνικέ συνδέεται εύκολα, άνετα και με ασφάλεια στον κύριο εξοπλισμό του χρήστη, τη ζώνη παντελονιού ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό φέρει σύστημα molle.

Η θήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αντικειμένων παρόμοιου μεγέθους - πολυεργαλεία, μαχαίρια, φακούς κ.λπ. Η ελαστική ταινία πλέξης στα πλαϊνά σας επιτρέπει να προσαρμόσετε επιπλέον αξεσουάρ όπως κάποιον μαρκαδόρο, ψαλίδι, ιατρικό φακό κ.λπ. Τα πλαϊνά τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από φαρδιές ανθεκτικές ελαστικές ταινίες. Αυτή η σχεδιαστική λύση σας επιτρέπει να τοποθετείτε μεγαλύτερα αντικείμενα στη θήκη.

Σε 4 διαφορετικές αποχρώσεις

Κατασκευάζεται στην Ουκρανία από την DNIPRO-TMT