



## DNIPRO TQ Simple Θήκη Tourniquet

€13.63

[Αγορά](#)



## Περιγραφή

Η θήκη "DNIPRO" TQ Simple έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση τουρνικέ πάνω στον εξοπλισμό του χρήστη. Ένα αξιόπιστο και ανθεκτικό αξεσουάρ για την τοποθέτηση και τη μεταφορά τουρνικέ. Η θήκη για το τουρνικέ συνδέεται εύκολα, άνετα και με ασφάλεια στον κύριο εξοπλισμό του χρήστη, τη ζώνη παντελονιού ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό φέρει σύστημα molle.

Η θήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση αντικειμένων παρόμοιου μεγέθους - πολυεργαλεία, μαχαίρια, φακούς κ.λπ.

**Προσοχή:** τα διακριτικά σήματα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες, δε συμπεριλαμβάνονται. Είναι καθαρά για λόγους επίδειξης του προϊόντος.

## Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: πολυαμίδιο
- Ελαστικό φύλλο, τσεκούρι με Velcro
- Σύστημα στερέωσης - MOLLE.
- Ανοίγει γρήγορα με το ένα χέρι με μία κίνηση.
- Μέγεθος: Υ x Π x Β = 14 x 5 x 4 cm
- 5 διαφορετικές αποχρώσεις

Κατασκευάζεται στην Ουκρανία από την DNIPRO-TMT